


オススメ!



4400-351 5テスト内容物



4400-358



4400-351

ダニ検査用マイティチェッカー 2テスト入り

| 注文コード | 型式 | 価格 |
|----------|----------|----------|
| 4400-358 | SF-2TEST | ¥3,000+税 |

内容品/マイティチェッカー 2本、ゴミ取り袋 2枚、チャック付ビニール袋 2枚、抽出液 2本、取扱説明書

ダニ検査用マイティチェッカー 5テスト入り

| 注文コード | 型式 | 価格 |
|----------|----------|----------|
| 4400-351 | SF-5TEST | ¥7,000+税 |

内容品/マイティチェッカー 5本、ゴミ取り袋 5枚、チャック付ビニール袋 5枚、抽出液 5本、取扱説明書

ダニ検査用セット 50テストセット

| 注文コード | 価格 |
|----------|-----------|
| 4400-357 | ¥70,000+税 |

内容品/マイティチェッカー 50本、ゴミ取り袋 50枚、チャック付ビニール袋 50枚、ポリ瓶 5本、リン酸緩衝液 5本、取扱説明書

DIPライン
このラインまで抽出液に浸けます。

TESTライン窓
判定結果を示す
TESTラインがでる窓です。



抽出液浸漬部

CONTライン窓
検査が正しく行われたことを示す
CONTラインがでる窓です。

持ち手部

【マイティチェッカー判定用色見本】

LSL-Df(Lot. 744090)

| | | | |
|----|------|------|--|
| ++ | TEST | CONT | >35 μg (350匹)/ m^2 |
| + | TEST | CONT | 15 μg (150匹)/ m^2 |
| +- | TEST | CONT | 10 μg (100匹)/ m^2 |
| - | TEST | CONT | 5 μg (50匹)/ m^2 |
| - | TEST | CONT | <1 μg (10匹)/ m^2 |

判定結果

| 判定 | 判定の目安 | ダニアレルゲンレベル | コメント |
|----|-------------------|---|-----------------|
| ++ | 濃く、太いハッキリとしたライン | >35 μg (>350匹)/ m^2 | 通常より多く、除去が必要です。 |
| + | ラインであることがハッキリとわかる | 10 μg (100匹)/ m^2 | 一般家庭の通常レベルです。 |
| +- | うっすらと発色しているのがわかる | 5 μg (50匹)/ m^2 | 良好なレベルです。 |
| - | 全く発色していない | <1 μg (<10匹)/ m^2 | とても快適な状態です。 |



小型で軽く誰にでも手軽に
使用できる毒虫等の
被害対応吸引器です。

インセクト ポイズンリムーバー

| 注文コード | 型式 | 大きさ | 価格 |
|----------|--------|----------------------|----------|
| 4330-100 | HS-011 | (W)6×(D)2.5×(L)9.2cm | ¥1,100+税 |

マウスピースサイズ/大: 27mm, 小: 9mm

●傷口に応じて吸引カップの面を差し替えて使用できます。

ダニ対策剤 ダニコナイ (15個入)

| | |
|----------|----------|
| 注文コード | 価格 |
| 4408-367 | ¥4,500+税 |

成分/植物抽出成分フィトン α ・リモネン油・ユーカリ油
シート/パルプ100%
製造国/日本

天然忌避成分100%でダニ対策!

化学薬品不使用 100%天然成分 爽やかな森の香り



「ダニコナイ」の天然忌避成分

数種類の植物精油をブレンドした「フィトン α 」にユーカリの植物精油と柑橘系の植物精油に含まれる「リモネン」を加えたものです。「フィトンチッド」という消臭・殺菌・リラックス効果のある揮発成分を多く含み、ダニに対する優れた「繁殖抑制効果」を持っています。

*天然植物成分の主成分である「フィトン α 」は経口毒性皮膚パッチテストで安全性が証明されています。

ダニの抑制
抗菌
消臭

使い方カンタン!!

パットはがして

ベッドや布団の下に!
気になるところに置くだけ!

使用量目安: 1個で約1㎡
有効期間: 約3ヶ月(未開封約1年)

「ダニコナイ」の防虫効果実験

シャーレの中に、えさと「ダニコナイ」を入れたものと入れないものとで、それぞれ約4000匹放ったコナヒョウダニのうち、集まってくるダニの数を比較しました。「ダニコナイ」を入れたシャーレには、5匹しか確認されず、ダニを寄せつけにくいことが認められました。

*任化テクノサービス株式会社調べ

| コナヒョウダニの数 |
|-----------------|
| ダニコナイなし: 1330匹! |
| ダニコナイあり: 5匹! |

マダニ専用除去
安全に、より確実に、
マダニを
取り除きます。



ティックリムーバー

| | | |
|----------|-------------|----------|
| 注文コード | 型式 | 価格 |
| 4330-101 | TR-01100000 | ¥1,400+税 |

大きさ/φ6×(L)8.3cm
質量/6g
材質/ステンレス

- ティックリムーバーのスプリングのピンチングアクションによって確実にマダニを捕らえ、シリンダーの作用でマダニをホルドし安全に確実にマダニを除去する事が出来ます。
- ビニールポーチ付



ハンディUVクリーナー RAYS (レイズ)

New!

| | | |
|----------|---------|----------|
| 注文コード | 型式 | 価格 |
| 4412-236 | VS-5802 | ¥9,800+税 |

大きさ/ (W)25×(D)31×(H)11.5 cm
質量/約1.2 kg
電源/AC100V 50/60Hz
消費電力/400W
ダストカップ容量/約500ml
吸引仕事率/70W
運転音/≤75 dB
UVランプ/4W
UV波長/253.7nm
UVランプ寿命/約8000時間
コード長さ/約4 m
セット内容/本体、取扱説明書(保証書)
●UVランプ、ダストカップ、LEDライト搭載。
●馬毛ブラシを採用。

布団やカーペットに
ひそむダニや細菌など、
見えない有害物質を
取り除く



嘔吐物緊急凝固剤 ゲロポン-S 5個組

| 注文コード | 型式 | 価格 |
|----------|----------|----------|
| 4726-250 | No.178-W | ¥7,500+税 |

セット内容/嘔吐物凝固剤 100g、使い捨てマスク、使い捨て手袋、使い捨てエプロン、使い捨て靴カバー、使い捨て帽子、手揚げポリ袋、ペーパータオル、へら、嘔吐物処理マニュアル 各5セット

- 手を汚さずに簡単に廃棄できます。
- 特殊成分配合で素早く凝固します。
- 誰でも簡単に使い方がわかるイラスト処理マニュアル付です。
- 保管と管理に便利なボックススタンド式です。

箱がそのまま、チリ取りになる。

ひねるだけで簡単に
次亜塩素酸ナトリウムの含浸された
クロスができあがり!
水で濃度調整の必要がありません!



ひねって含浸ジヤパック 1000

| 注文コード | 入数 | 価格 |
|----------|--------|----------|
| 4726-110 | 10セット入 | ¥2,300+税 |

セット内容 (1袋) / 清拭用クロス (水溶性パルプ製、20×30cm) × 5枚、次亜塩素酸ナトリウム水溶液 0.1w/v% 45mL

- パッケージを上からひねりつぶして開封するだけで、次亜塩素酸ナトリウム水溶液が含浸されたクロスができあがりです。
- 予め1000ppmの濃度に調整されているので、濃度間違いがありません。
- 使用後はトイレに流して廃棄することができます。

嘔吐物の処理に
便利です。



嘔吐物緊急凝固剤 ゲロポン

| 注文コード | 入数 | 価格 |
|----------|----------|----------|
| 4726-102 | 100g×10袋 | ¥4,500+税 |

- 嘔吐物をすばやく凝固させます。
- 各教室に配置するのに便利な小分けタイプです。

嘔吐物の処理に
便利です。



サットクリーン

| 注文コード | 内容量 | 価格 |
|----------|-------------|----------|
| 4726-210 | 高機能タイプ 130g | ¥2,200+税 |
| 4726-211 | 業務用タイプ 500g | ¥2,800+税 |

- 汚物などを固めた後、パサパサの状態にするので、ほうきで簡単に後始末ができます。

次亜塩素酸ナトリウム配合の
殺菌・漂白剤です。



ジヤノック (殺菌・漂白剤)

| 注文コード | 内容量 | 価格 |
|----------|-----|----------|
| 4400-353 | 5kg | ¥2,400+税 |
| 4400-356 | 3kg | ¥1,600+税 |

食品添加物殺菌料

- 次亜塩素酸ナトリウム 5~6% ●カップ、ノズル付

New!

ノンアルコールタイプで
やさしく除菌
弱酸性・無香料



除菌できるウェットティッシュ

| 注文コード | 規格 | 価格 |
|----------|------------------|--------|
| 4001-512 | ノンアルコールタイプ 45枚入 | ¥550+税 |
| 4001-513 | ノンアルコールタイプ 詰め替え用 | ¥500+税 |

大きさ/本体: (W)7.5×(D)16.8×(H)14.6 cm
詰め替え: (W)7×(D)15.5×(H)10 cm
シート: (W)17.5×(D)13 cm

質量/本体: 295 g 詰め替え: 348 g

- シートは厚手でやわらかく、弱酸性なので顔・口もとにも安心です。
- 天然由来成分 (グレープフルーツ種子エキス) 配合。
- セーフティロック付で安心。